

Návod vakuový čistič pleti

Použití:

- 1) nabijte přístroj
- 2) nasadte nástavec, který budete chtít
- 3) zapněte přístroj tlačítkem na přístroji
- 4) sání přístroje regulujete tlačítkem na zapínání, je tam 5 rychlostí tahu (nejefektivnější je ten poslední – nejsilnější)
- 5) přiložte přístroj nástavcem na potřebné místo a nechte přístroj sát Vaše akné.
- 6) přístrojem jezděte pomalu, až uvidíte v nástavcích výsledek.

Čištění:

Nástavec lze vytrít suchým ubrouskem a poté opláchnout vlažnou vodou pro zbavení mazu.